




Anchor* Tissue Retrieval System™

Vævsudtagningssystem til laparoskopisk kirurgi

Stærk · Enkel · Innovativ



Åbner automatisk
ved udfoldelse



Unik
udfoldningsmekanisme



Rip-stop-nylon
med stærk forsegling

Produktegenskaber

Sikker og enkel udtagning af væv



Stærk

- Rip-stop-nylon giver exceptionel styrke og kvalitet
- Stærk og sikker forsegling for sikker udtagning af væv

Enkel

- Intuitivt design gør systemet let at anvende
- Åbner automatisk ved udfoldelse

Innovativ

- Unik udfoldningsmekanisme giver sikkerhed og tryghed
- Specialudviklet posemateriale reducerer brud og lækage

Produktsortiment



TRS-ROBO-8
125 ml



TRS100SB2
235 ml



TRS-ROBO-12
300 ml



TRS-VATS-15
1550 ml



TRS175SB2
1550 ml



TRS190SB2
1850 ml



TRS-TV-25
4000 ml

Anchor* Tissue Retrieval System™

Vævsudtagningssystem til laparoskopisk kirurgi

- Rip-stop-nylon – exceptionel styrke og kvalitet
- Åbner automatisk ved udfoldelse



Bestillingsoplysninger

Introducer-/trokarstørrelse (mm)	Mundings-diameter (cm / in)	Poselængde (cm / in)	Ca. kapacitet (ml)	Stk. pr. æske	Katalognummer
8	5,1 / 2,0	14,0 / 5,5	125	5	TRS-ROBO-8
10	5,6 / 2,2	14,0 / 5,5	235	5	TRS100SB2
12	7,6 / 3,0	14,0 / 5,5	300	5	TRS-ROBO-12
15	14,1 / 5,5	25,4 / 9,9	1550	3	TRS-VATS-15
15	14,1 / 5,5	25,4 / 9,9	1550	3	TRS175SB2
15	15,2 / 6,0	26,5 / 10,4	1850	3	TRS190SB2
25	16,5 / 6,5	38,1 / 15,0	4000	3	TRS-TV-25

* Anchor er et varemærke tilhørende Anchor Products Company, Addison, Illinois.

Kontakt

Ferdinand Medical ApS
8600 Silkeborg
Danmark

+45 80 29 10 00
info@ferdinandmedical.dk
www.ferdinandmedical.com

Importør



Distributør

